



Pflegebettenserie

allegra

www.muehle-mueller.de

Pflegebettenserie allegra

allegra standard • allegra niedrigbett • allegra living

Mit unserer Pflegebettserie **allegra** präsentieren wir unser klassisches und mit 3 unterschiedlichen Modellen vielseitiges Bettenprogramm. Für viele unterschiedliche Anwendungen findet man hier den richtigen „Typ“.

Neben einem attraktiven Äusseren und einer sehr soliden Verarbeitung besticht diese Serie vor allem durch ein extrem schwingungsarmes Verhalten in jeder Höheneinstellung.

Selbstverständlich sind mit diesem Bett alle üblichen Verstellungen möglich, in dem einen oder anderen Fall auch darüber hinaus.

Neben dem **allegra** - Standardmodell und einer Version mit elegant verkleideten Rollen ragt besonders ein Modell heraus - das **allegra 20/80**, das vor allem durch eine maximale Tiefstellung von 20 cm besticht und für viele Problemstellungen die optimale Lösung darstellt.



Seitengittersicherung



Seitengitter einzeln
verstellbar




Beide Seitengitter
weggeklappt



Unser Klassiker • **allegra standard**



allegra standard



tief hinunter, hoch hinaus...

allegra Niedrigbett

Die **allegra** - Niedrigbett - Variante vereint als Besonderheit eine extreme Tieflage von 20 cm und eine für das Pflegepersonal oder den Partner rückschonende Arbeitshöhe von 80 cm. Gerade auch die maximale Tiefstellung von 20 cm bedeutet für viele Problemstellungen eine perfekte Lösung. Ein Herausfallen stellt für den Patienten aus dieser Höhe keine Gefahr dar. Vor allem der aufgrund dieser Option mögliche Verzicht auf Seitengitter hat für die Patienten gerade im emotionalen Bereich eine extreme Bedeutung. In der Gesamtheit erfüllt es alle an moderne Pflegebetten gestellte Anforderungen.



allegra Niedrigbett in tiefster Einstellung zur Sturzprophylaxe



Niedrigbett Mittelstellung



Niedrigbett Extremverstellung




Niedrigbett höchste Einstellung

NEU!

Höhenverstellung von 20 – 80cm!

- Niedrigbett mit extremer Höhenverstellung 20 – 80cm
- Wählbarkeit der Liegeflächenausstattung
- Moderner Holzumbau mit integrierten Sicherheits- Seitengittern
- Optional 2-geteilte Holz-Seitengitter
- Bettzeugablage optional
- 2-Rad-Zentralfeststellung mit 8 Doppellaufrollen
- Alle **allegra** - Modelle mit elektrischer Vollverstellung und Einhandfernbedienung
- Trendelenburg und Anti-Trendelenburg (Fußtief- und Schocklage)
- Bettverlängerungsmöglichkeit auf 220 cm
- Sehr hohe Traglast (bis 200 kg)
- In jeder Höhe sofort brems- und fahrbar
- Äußerst standsicher und schwingungsarm
- Dauerhaft wirtschaftlich



Der Bestseller mit dem besonderen Stand

allegra living

Neben den Vorzügen aller **allegra** - Modelle ist die Besonderheit dieses Bettes vor allem im optischen Bereich zu sehen. Die elegant verkleideten Rollen geben dem Bett ein wohnliches Aussehen. Das organisch im Bettdesign integrierte Fahrgestell und Hebesystem ist voll unterfahrbar und bedeutet somit eine große Erleichterung für die pflegenden Personen.



Führungsschiene für Seitengitter

Alle **allegra** - Modelle sind wahlweise mit durchgehenden oder geteilten Seitengittern erhältlich. Die durchgehenden Seitenteile werden in einer in den Massivholzrahmen integrierten Schiene geführt.



Elegant verkleidete Laufrollen

In Kombination mit dem stabilen Untergestell ermöglichen die unsichtbar in einem Metallgehäuse untergebrachten, massiven Rollen eine Verfahrbarkeit des Bettes in allen Höhen.







Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065 - 0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065 - 13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Runderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617- 0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de