



produktinformationen

wie forza pflege.
abweichungen bzw. mehrungen:

- 4-geteilte liegefläche 110 bis 140 x 200 cm
- schocklage
- schwerlastaufrichter edelstahl
- waschstrassen geeignet (IPX 6)
- pflegeleichte klinikversion
- doppelaufrollen mit geradeauslauf
- 4-rad zentralfeststellung
- seitengitter nachrüstbar

matratzenhinweis

für schwere menschen ist die richtige lagerung von essentieller bedeutung. fragen sie daher nach unseren vielfach getesteten spezialmatratzen, abgestimmt auf das körperrgewicht, die richtige bettgröße und die ganz persönlichen erforderungen der patienten.

vertrieb:



handels- u. vertriebs gmbh

vertrieb, wartung & ersatzteile

oststrasse 26
51766 engelskirchen
tel: +49 (0) 22 63 / 96 17-0
fax: +49 (0) 22 63 / 96 17-50

mail: info@muehle-mueller.de
home: www.muehle-mueller.de