



sina Pflegebett

Das hydraulische Pflegebett
langlebig & mechanisch

sina Pflegebett

mechanisch, funktional und äusserst langlebig!

In der heutigen Zeit steht bei Neuinvestitionen in den meisten Fällen neben der Funktionalität vor allem die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so auch im Bereich der häuslichen und vor allem der institutionellen Pflege.

Hierbei sollten alle Möbel und Hilfsmittel den Bedürfnissen von Patienten und Pflegepersonal angepasst werden.

Bei der Ausstattung der Zimmer kann durchaus auf den Einsatz motorisch verstellbarer Betten verzichtet werden, wenn mechanische Betten durch ihre leichte Bedienbarkeit eine Alternative darstellen.

Das Pflegebett sina von Mühle Müller Pflegebetten erfüllt genau diesen Anspruch und besticht vor allem durch seine Verarbeitung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.

Da dieses Bett ohne elektrische Komponenten auskommt, bedeutet dies: keine Energie- sowie niedrige Wartungs- und Folgekosten.



Kopfteilverstellung



Kopf- und Fußteilverstellung



gerade Liegeposition

Komfort

- hoher Liegekomfort durch 4-geteilte Liegefläche
- Liegefläche erhältlich in 90 x 200 cm
- Bettverlängerung auf 220 cm möglich
- Sondergrößen auf Anfrage

Liegefläche

- mit 4- geteilter Liegefläche
- manuell verstellbar
- alle gewünschten Positionen ohne Stromversorgung einstellbar

Höhenverstellung

- hydraulische Höhenverstellung von 40 bis 80 cm
- Kopfteil über Gasdruckfeder verstellbar
- Oberschenkelteil über Gasdruckfeder verstellbar
- Unterschenkelteil über Rastomat



durchgehend integrierte Seitensicherung

optional mit geteilten Seitengittern lieferbar

am Liegeflächenrahmen kopfseitig links und rechts angeschweißte Steckhülsen für Aufrichter, Lampen und Infusionsständer

Sichere Arbeitslast von 170 kg

4-Rad-Zentralbremse

gute Verfahrbarkeit in jeder Position

Kombination von hohem Liegekomfort, solider Technik und einfacher Bedienung

sina Pflegebett

TECHNIK

- Pflegebett mit mechanischer Höhenverstellung
- Liegefläche 90 x 200 cm
- andere Größen und Bettverlängerung auf 220 cm möglich
- leicht fahrbar durch kugelgelagerte Präzisionsrollen
- Einzel- oder 4-Rad-Zentralfeststellung
- Trennen der Liegefläche vom Fahrgestell mit wenigen Handgriffen möglich
- Höhenverstellung von 40 bis 80 cm

ALLGEMEINES

- Pflegebett ohne elektrische Komponenten
- extrem hohe Lebensdauer aufgrund der Bauweise und Verarbeitung
- äusserst niedrige Wartungs- und Folgekosten
- wohnlicher Holzumbau mit integrierter Seitensicherung
- diverse Formen und Dekore möglich
- optional mit Bettzeugablage
- Sorgenfreiheit – Erfüllung aller Normen und ständige Qualitätskontrollen in heimischer Produktion



höchste Stellung



mittlere Stellung



niedrigste Stellung





Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ründeroth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de