

Aufstehhilfe R2D2

Elektrische Setz und Aufstehhilfe für die Toilettenbenutzung

**Sich helfen zu lassen ist gut,
Sich selber helfen ist besser!...**

Hilfsmittelnummer: 33.40.03.1004

Die Aufstehhilfe R2D2 ist ein Hilfsmittel bei der Toiletten- Benutzung für alle Menschen die wegen Ihres Alters oder körperlichen Behinderung in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind.



Dank stufenloser Höhen- und Neigungsverstellung, wird ein sicheres und gelenkschonendes Hinsetzen und Aufstehen garantiert. Der Körper erhält dabei volle Unterstützung, ohne dass die Muskelkraft der Beine in Anspruch genommen wird.

In Zusammenarbeit mit Architekten, Therapeuten, Ärzten, Ingenieuren und der Mitwirkung Betroffener wurde die R2D2 Aufstehhilfe auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse entwickelt und optimal abgestimmt. Ein Höchstmaß an Funktionalität, Sicherheit und Praxistauglichkeit ist somit gewährleistet.

Vorteile:

Müheloses und einfaches Sitzen und Aufstehen • stufenlose elektrische Höhen- und Neigungsverstellung, • leichte Bedienung, • modularer Aufbau, • geringer Platzbedarf, • überall und sofort einsetzbar, • kein Montageaufwand, • stabil und sicher, • auf verschiedene Schlüsselhöhen einstellbar, Ausführung mit und ohne Bidet




Vertikal Heber mit rabatable Griffe

Besonders geeignet für
Rollstuhlfahrer und alle
Personen mit
transferschwierigkeiten.




MASSBLATT


•Aufstehhilfe mit fixe Griffe



•Austehhilfe mit rabatable Griffe



•Vertikal Heber mit rabatable Griffe



Aufstehhilfe mit Bidet Bidet mit über 13 Funktionen für:

- Reinigung der Analregion
- spezielle Damendusche
- Sitzheizung
- Warmlufttrocknung
- variable Wasserdruck und Temperatur
- Geruchsneutralisation
- und vieles mehr...

Technische Daten

Aufstehhilfe

Max.Höhe: 630-860 mm (vorne • hinten)

Neigung: bis 50°

Anschluss: 230V/50Hz, 16A

Farbe: Weiss / Schwartz

Antriebssteuerung: 24 VDC

Belastung: 150 kg

Vertikal Heber

Max.Höhe: 680 mm

Anschluss: 230V/50Hz, 16A

Farbe: Weiss / Schwartz

Antriebssteuerung: 24 VDC

Belastung: 150 kg

Extras



Fernsteuerung



Hochklappbare Griffe



Toilettenbrille



Dusch Bidet

Kontakt