

# VELA HIP HOP 100

DER SICHERE STUHL FÜR DIE  
SCHULE UND ZU HAUSE



VELA Hip Hop 100

**Der VELA Hip Hop 100 ist ein intelligenter Stuhl für das Arbeiten am Tisch in der Schule und zu Hause. Er passt bequem unter einen Tisch und das zurückhaltende, platzsparende Design ist ideal z.B. für die Küche oder das Klassenzimmer.**

#### **Der sichere Stuhl für die Schule**

Der VELA Hip Hop 100 ist ein intelligenter Stuhl für das Arbeiten am Tisch in der Schule oder zu Hause. Er passt bequem unter einen Tisch und das zurückhaltende, platzsparende Design ist ideal für z.B. das Klassenzimmer. Der Stuhl verfügt über eine Feststellbremse, um ihn sicher und schnell zu arretieren.

#### **Aktive und passive Sitzhaltung**

Der Sitzwinkel des VELA Hip Hop 100 kann für eine aktive Sitzhaltung um 10° nach vorne verstellt werden. Der Sitzwinkel kann auch um 8° nach hinten verstellt werden,

wodurch der Stuhl eine weitere Variationsmöglichkeit bekommt.

#### **Kontakt**

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Hip Hop 100 wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie ein E-Mail an [mail@vela.dk](mailto:mail@vela.dk) oder besuchen Sie im Internet die Seite [www.vela.eu](http://www.vela.eu).

**TECHNISCHE INFORMATION**

	VELA Hip Hop 100
<b>Sitzhöhe</b>	38-48 cm 43-58 cm Stufenweise Einstellung 10 cm
<b>Sitz</b>	27(b) x 30 cm 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm 40(b) x 47 cm
<b>Sitztiefe</b>	25-30 cm 30-35 cm 35-43 cm 39-47 cm
<b>Rückenlehne</b>	22(b) x 18 cm 26(b) x 26 cm 28(b) x 35 cm
<b>Armlehnenkissen</b>	20 x 6 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>	10-22 cm
<b>Abstand zwischen Armlehnen</b>	21-29 cm 26-34 cm 30-38 cm 34-38 cm
<b>Sitzwinkel</b>	-8° - +10°
<b>Rückenlehnenwinkel</b>	+/- 20°
<b>Unterrahmen</b>	53 x 55 cm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Kapazität</b>	60 kg

**Zubehör:**


VELA bietet eine breite Palette an Zubehör, um die optimale Stütze für Ihr Kind zu bieten, darunter:

- Oberschenkelführung
- Sicherheitsgurt
- Körperstütze
- Nackenstütze
- Tisch
- Handbügel
- Fußstütze (22-32 cm, 27-43 cm)

Der Sitz hat eine praktische Montageschiene, auf der Zubehör nachträglich leicht befestigt werden kann.

Der VELA Hip Hop wird standardmäßig mit Armlehnen geliefert.

**Der VELA Hip Hop 100 ist in drei microfiber Farben lieferbar – rot oder blau. Auch lieferbar in 99 anderen Farben, gegen mehrpreis. Der Rahmen ist in antrasit erhältlich.**

**Stofffarben:**

**Rahmenfarben:**
