

# VELA HIP HOP 50

KINDER STUHL FÜR DIE  
SCHULE UND ZU HAUSE



**VELA Hip Hop 50 ist eine fantastisch und preiswerte Stuhl für aktive Kinder sowohl für die Schule und zu Hause.**

Er passt problemlos unter einen Schultisch und fällt durch sein diskretes Design kaum im Klassenzimmer auf. Er verfügt über eine Feststellbremse, sodass er sicher und schnell arretiert werden kan.

#### **FESTSTELLBREMSE OPTIMIERT DIE SICHERHEIT UND DIE KONZENTRATION BEIM LERNEN**

Ein wesentlicher Faktor für ein besseres Lernen ist ein stabiler Stuhl; das Kind muss sich auf das Lernen konzentrieren können und nicht darauf, den Stuhl ruhig zu halten.

#### **OPTIMALEN SITZKOMFORT**

Die ergonomische Sitzfläche und das Rücken von dem VELA Kinderstühlen, VELA Hip Hop, bieten dem Kind optimalen Sitzkomfort.

#### **KONTAKT**

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Hip Hop 50 wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie ein E-Mail an [mail@vela.dk](mailto:mail@vela.dk) oder besuchen Sie im Internet die Seite [www.vela.eu](http://www.vela.eu).

## TECHNISCHE INFORMATION

	VELA Hip Hop 50
<b>Sitzhöhe</b>	38-48 cm 43-58 cm Stufenweise Einstellung 10 cm
<b>Sitz</b>	32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm 40(b) x 47 cm
<b>Sitztiefe</b>	30-35 cm 35-43 cm 39-47 cm
<b>Rückenlehne</b>	26(b) x 26 cm 28(b) x 35 cm
<b>Armlehnenkissen</b>	20 x 6 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>	10-22 cm
<b>Abstand zwischen Armlehnen</b>	26-34 cm 30-38 cm 34-38 cm
<b>Rückenlehnenwinkel</b>	+/- 20°
<b>Unterrahmen</b>	53 x 55 cm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Kapazität</b>	60 kg

### Zubehör:

VELA bietet eine breite Palette an Zubehör, um die optimale Stütze für Ihr Kind zu bieten, darunter:


- Oberschenkelführung
- Sicherheitsgurt
- Körperstütze
- Nackenstütze
- Tisch
- Handbügel
- Fußstütze (22-32 cm, 27-43 cm)

Der Sitz hat eine praktische Montageschiene, auf der Zubehör nachträglich leicht befestigt werden kann.

Der VELA Hip Hop wird standardmäßig mit Armlehnen geliefert.

**Der VELA Hip Hop 50 ist in drei microfiber Farben lieferbar – rot oder blau. Auch lieferbar in 99 anderen Farben, gegen mehrpreis. Der Rahmen ist in antrasit erhältlich.**

#### Stofffarben:



#### Rahmenfarben:

