

	TANGO 100	TANGO 100EL
Sitzhöhe	100mm: 38-48cm; 40-50cm; 45-55cm; 50-60cm 150mm: 38,5-53,5cm; 42-57cm; 45,5- 60,5cm; 50,5-65,5cm; 54-69cm 200mm: 45-65cm; 47-67cm; 52-72	200mm: 40-60cm; 42-62cm; 44-64cm; 46-66cm 300mm: 45-75cm; 47-77cm; 49-79cm; 51-81cm
Regulierung	durch Gasdruckfeder	elektrisch
Sitz (Breite x Tiefe)	44x44cm	44x44cm
Neigung des Sitzes	6° nach vorne, 3° nach hinten	6° nach vorne, 3° nach hinten
Sitztiefe	37-44cm	37-44cm
Rückenlehne (Breite x Höhe)	37x30cm	37x30cm
Neigung der Rückenlehne	10° nach vorne, 13° nach hinten	15° nach vorne, 12° nach hinten
Höhe der Rückenlehne	10cm	10cm
gepolsterte Armlehnen	9x30cm	9x30cm
Höhe der Armlehnen	0-24cm	0-24cm
Distanz zw. den Armlehnen	37-51cm	37-48cm
Rotation des Sitzes	360°	-
Rahmen (Breite x Tiefe)	55x55cm	55x55cm
Gewicht	20kg	27kg
max. Patientengewicht	160kg	160kg



***muss vom Kunden bei Bestellung ausgewählt werden**



*schwarz 671



*blau 672



*dunkelgrau 675



*hellgrau 673



*rot 674