

	TANGO 200	TANGO 200EL
Sitzhöhe	100mm: 38-48cm; 40-50cm; 45-55cm; 50-60cm 150mm: 38,5-53,5cm; 42-57cm; 45,5- 60,5cm; 50,5-65,5cm; 54-69cm 200mm: 45-65cm; 47-67cm; 52-72	200mm: 40-60cm; 42-62cm; 44-64cm; 46-66cm 300mm: 45-75cm; 47-77cm; 49-79cm; 51-81cm
Regulierung	durch Gasdruckfeder	elektrisch
Sitz (Breite x Tiefe)	47x49cm	47x49cm
Neigung des Sitzes	6° nach vorne, 3° nach hinten	6° nach vorne, 3° nach hinten
Sitztiefe	33-49cm	33-49cm
Rückenlehne (Breite x Höhe)	43x45cm	43x45cm
Neigung der Rückenlehne	20° nach vorne, 6° nach hinten	20° nach vorne, 6° nach hinten
Höhe der Rückenlehne	13cm	13cm
Gepolsterte Armlehnen	9x30cm	9x30cm
Höhe der Armlehnen	0-24cm	0-24cm
Distanz zw. den Armlehnen	41-55cm	41-55cm
Rotation des Sitzes	360°	-
Rahmen (Breite x Tiefe)	55x55cm	55x55cm
Gewicht	23kg	29kg
max. Patientengewicht	160kg	160kg



***muss vom Kunden bei Bestellung ausgewählt werden**

