

	TANGO 300	TANGO 300EL
Sitzhöhe	42-52cm oder 44-59cm	42-57cm oder 49-69cm
Regulierung	durch Gasdruckfeder	elektrisch
Sitz (Breite x Tiefe)	58x48cm	58x48cm
Sitztiefe	46-56cm	46-56cm
Rückenlehne (Breite x Höhe)	38x43cm	38x43cm
Höhe der Rückenlehne	0-15cm	0-15cm
gepolsterte Armlehnen	7x35cm	7x35cm
Höhe der Armlehnen	0-24cm oder 0-34cm	0-24cm oder 0-34cm
Distanz zw. den Armlehnen	53-64cm	53-64cm
Rahmen (Breite x Tiefe)	58x58cm	58x58cm
Gewicht	29kg	37kg
max. Patientengewicht	175kg	200kg



***muss vom Kunden bei Bestellung ausgewählt werden**



*schwarz 671



*blau 672



*dunkelgrau 675



*hellgrau 673



*rot 674