

	TANGO 500	TANGO 500EL
Sitzhöhe	150mm: 42-57cm; 44-59cm; 46-61cm; 48-63cm; 50-65cm 200mm: 47-67cm; 49-69cm; 51-71cm; 53-73cm; 55-75cm	200mm: 40-60cm; 42-62cm; 44-64cm; 46-66 300mm: 45-75cm; 47-77cm; 49-79cm; 51-81
Regulierung	durch Gasdruckfeder	elektrisch
Sitz (Breite x Tiefe)	44x44cm	44x44cm
Neigung des Sitzes	11° nach vorne, 8° nach hinten	11° nach vorne, 8° nach hinten
Sitztiefe	46-56cm	46-56cm
Rückenlehne (Breite x Höhe)	39x39cm; 39x49cm; 39x51cm	39x39cm; 39x49cm; 39x51cm
Neigung der Rückenlehne	4° nach vorne, 22° nach hinten	4° nach vorne, 22° nach hinten
Höhe der Rückenlehne	4cm	4cm
gepolsterte Armlehnen	9x25cm	9x25cm
Höhe der Armlehnen	0-22cm	0-22cm
Distanz zw. den Armlehnen	42-54cm	42-54cm
Rahmen (Breite x Tiefe)	55x55cm	55x55cm
Gewicht	26kg	33kg
max. Patientengewicht	160kg	160kg



***muss vom Kunden bei Bestellung ausgewählt werden**



*schwarz 671



*königsblau 020



*dunkelgrau 675



*hellgrau 673



*rot 674